



Montagem dos Kits de Ventilação Mecânica

INFORMATIVO VITALAIRE - VENTILAÇÃO MECÂNICA - JANEIRO 2020



Por que criamos os kits de descartáveis?


Falta de padronização no pedido de descartáveis

que acompanham a implantação dos equipamentos de VM e oxigenoterapia:



- **Em conjunto com toda equipe, 37 kits foram desenvolvidos no total**
 - Oxigenoterapia: 21 kits
 - VM: 16 kits, sendo 8 exclusivos VitalAire
 - **Os kits foram desvinculados aos equipamentos para ajudar na seleção dos itens corretos**
 - **As particularidades dos contratos devem ser incluídos pelo time comercial no campo**
- Observações no relatório AL1024**

Fluxo do pedido de Implantação VM



Fluxo do pedido de implantação

Adaptação Hospital

- Enviar ficha cadastral para Central de Atendimento no email: **atendimento@vitalaire.com.br**
- Informar no assunto e corpo do e-mail a data na qual deve ser realizada a implantação;
- Após a confirmação do recebimento do pedido pela Central de Atendimento a implantação irá ocorrer de acordo com o contrato estipulado;

Implantação Residencial

- Enviar ficha cadastral para Central de Atendimento no email: **atendimento@vitalaire.com.br**
- Informar a data na qual se deve ser realizada a implantação no domicílio no assunto e corpo do e-mail.
- Após a confirmação do recebimento do pedido pela Central de Atendimento a implantação irá ocorrer de acordo com o contrato estipulado.;

Neste fluxo o Comercial tem a função de incluir todas as informações e particularidades do contrato no relatório AL1024 para que a Central possa incluir no pedido. Além disso, faz a interlocução com o cliente caso haja necessidade de intervenção a fim de otimizar a comunicação.

[Ficha de SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VITALAIRE](#)



O pedido de ventilação deve conter

1. O equipamento escolhido 89
2. Umidificador selecionado 89 e se necessário câmara de água 79
3. Kit do descartável de acordo com o **modelo do equipamento**
/ perfil do paciente / tipo de umidificação:
KITBIPAP-022 a KITVM-037
4. Itens obrigatórios em VM:
 - a. Nobreak 89
 - b. Reanimador manual (AMBU) 79
5. Se solicitado incluir oxímetro + sensor e/ou aspirador de secreções e/ou aspirador venturi + CIL + Miniox + conexão Y - conforme BOOK.

IMPORTANTE:

os kits de implantação são sempre 79 (ITENS DE CONSUMO) e os descartáveis que não fazem parte dos kits são SEMPRE itens de venda 71.

O que contém cada kit? Kits BIPAP Invasivo

COD ALB: 791883 / 715392

KITBIPAP-022: KIT BIPAP INVASIVO
ADULTO/PEDIÁTRICO COM UMIDIFICADOR EXT

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Traqueia cristal 60 cm 22 mm
- Valvula simple port
- Cateter mount com cotovelo - Adulto
- Conector de O₂ extensão de rosca



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.


[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

Kits BIPAP Invasivo

COD ALB: 791882 / 715393

KITBIPAP-023: KIT BIPAP INVASIVO NEONATAL
COM UMIDIFICADOR EXT

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Traqueia cristal 60 cm 22 mm
- Valvula simple port
- Cateter mount com cotovelo - Pediatrico
- Conector de O2 extensão de rosca



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.


[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

Kits BIPAP Invasivo

COD ALB: 791881 / 715394

KITBIPAP-024: KIT BIPAP INVASIVO
ADULTO/PEDIÁTRICO COM UMIDIFICADOR

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Valvula simple port
- Cateter mount com cotovelo - Adulto
- Conector de O2 extensão de rosca



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

Kits BIPAP Invasivo

COD ALB: 791880 / 715395

KITBIPAP-025: KIT BIPAP INVASIVO
PEDIÁTRICO COM UMIDIFICADOR

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Valvula simple port
- Cateter mount com cotovelo - Pediatrico
- Conector de O2 extensão de rosca



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

O que contém cada kit? Kits VM Invasivo

COD ALB: 791879/ 715396

KITVM-026: KIT VM INVASIVO ADULTO/PEDIÁTRICO
COM UMIDIFICADOR EXT (STELLAR /TRILOGY /
ASTRAL)

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Traqueia cristal 60 cm 22 mm
- Leak port
- Cateter mount com cotovelo - adulto
- Conector de O₂ extensão de rosca

*em caso de realização de nebulização em circuito,
será necessário utilizar a Simple Port para a conexão
com o Tubo T do nebulizador.

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



Kits VM Invasivo

COD ALB:791878/ 715397

KITVM-027: KIT VM INVASIVO ADULTO/PEDIÁTRICO
COM FILTRO HME (STELLAR / TRILOGY / ASTRAL)

- Traqueia cristal com dreno 22 mm
- Traqueia cristal 60 cm 22 mm
- Leak Port
- Cateter Mount com cotovelo - Adulto
- Conector de O₂ Extensão de rosca
- Filtro Hme

*em caso de realização de nebulização em circuito,
será necessário utilizar a Simple Port para a conexão
com o Tubo T do nebulizador.

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



Kits VM Invasivo

COD ALB: 791877/ 715398


KITVM-028: KIT VM INVASIVO NEONATAL COM UMIDIFICADOR EXT (STELLAR /TRIOLOGY / ASTRAL)

- Traqueia cristal com dreno 15 mm
- Traqueia cristal 60 cm 15 mm
- Leak Port
- Cateter mount com cotovelo - pediátrico
- Conector de O₂ extensão de rosca

*em caso de realização de nebulização em circuito, será necessário utilizar a Simple Port para a conexão com o Tubo T do nebulizador.

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



Kits VM Invasivo

COD ALB: 791876/ 715399

KITVM-029: KIT VM INVASIVO NEONATAL COM
FILTRO HME (STELLAR / TRILOGY / ASTRAL)

- Traqueia cristal com dreno
- Traqueia cristal 70 cm
- Leak Port
- Cateter mount com cotovelo - adulto
- Conector de O₂ extensão de rosca
- Filtro hme

*em caso de realização de nebulização em circuito,
será necessário utilizar a Simple Port para a conexão
com o Tubo T do nebulizador.

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



Como fazer a substituição dos itens dos Kits.



717638 790702

Cateter mount com cotovelo - adulto



713484 790645

Cateter mount 3535 - pediátrico



710346 790706

Valvula de exalação simple port



719805 799578

Valvula exalatoria para stellar, ivaps e astral - resmed



710767 790640

Filtro higrobac mallinckrodt



715459 792334

Circuito reposição kit



Embalagem nova e rótulo



Kits para Ventilador PB560



KITVM-030

KIT VENTILADOR PB560 SIMPLES ADULTO

- 798005 Circuito ramo único PB560
- 790240 Traqueia 70 cm 22 mm
- 790702 Cateter mount adulto

KITVM-031


KIT VENTILADOR PB560 SIMPLES PEDIÁTRICO

- 798007 Circuito ramo único pediátrico PB560
- 790240 Traqueia 70 cm 22 mm
- 790645 Cateter mount pediátrico

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

Kits para Ventilador Monnal T50



KITVM-032

KIT VENTILADOR MONNAL T50 SIMPLES ADULTO

- 795851 Circuito ramo único Monnal T50
- 790240 Traqueia 70 cm 22 mm
- 790702 Cateter mount adulto

KITVM-033


KIT VENTILADOR MONNAL T50 SIMPLES PEDIATRICO

- 795854 Circuito ramo único Monnal T50
- 790240 Traqueia 70 cm 22 mm
- 790645 Cateter mount pediátrico

Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)

Kits para Ventilador Trilogy100 Circuito Ativo



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



KITVM-034

KIT VENTILADOR TRILOGY CIRCUITO ATIVO
ADULTO


- 791934 Circuito ativo Trilogy100 adulto
- 790702 Cateter mount adulto

KITVM-035

KIT VENTILADOR TRILOGY CIRCUITO ATIVO
PEDIATRICO

- 797029 Circuito ativo Trilogy100 pediátrico
- 790645 Cateter mount pediátrico

Kits de Ventilação Mecânica Circuito Duplo: T50/ Astral



Fotos meramente ilustrativas, pode ocorrer troca de fornecedor.

[Referências KITS de VM e Oxigenoterapia](#)



KITVM-036

KIT VENTILADOR CIRCUITO DUPLO ADULTO

- 799348 Circuito ramo duplo com dreno
- 790702 Cateter mount adulto

KITVM-037

KIT VENTILADOR CIRCUITO DUPLO PEDIATRICO

- 799347 Circuito ramo duplo com dreno
- 790645 Cateter mount pediátrico